



次氯酸钠消毒检测解决方案



深圳市清时捷科技有限公司

2020 年 2 月 28 日

一、顺应水厂消毒新趋势，把关次氯酸钠消毒检测

次氯酸钠消毒检测解决方案适用于以次氯酸钠发生器或成品次氯酸钠消毒的水厂，全面规划消毒检测与评价，从源头消毒剂把关到工艺过程中的消毒效果监控，再到出厂水和管网水的消毒效果评价，实现自来水消毒的全过程监测。

二、产品配置

次氯酸钠消毒检测解决方案			
检测项目	检测方法	仪器设备、试剂	选型说明
次氯酸钠有效氯	分子光谱法	 TA-201 次氯酸钠有效氯测定仪	检测具备专一性，次氯酸钠溶液中可能存在的氯化钠、氯酸钠等物质不影响检测结果，无需试剂，直读浓度结果
在线监测：次氯酸钠有效氯	分子光谱法	 K100 次氯酸钠在线检测仪	免维护全自动在线监测次氯酸钠有效氯含量，及时监控次氯酸钠发生器工况以及次氯酸钠原液的衰变情况
余氯	DPD 光度法	 Q-CL501B 余氯总氯快速测定仪	国标方法检测水中余氯、总氯以及化合性氯浓度，快速评价自来水消毒效果，及时优化消毒工艺参数
总氯	DPD 光度法		

氯酸盐	TMB 差值比色法	 Q-CLO3 氯酸盐测定仪	采用基于国标方法的 TMB 差值比色法，干 扰影响小，准确掌握 消毒副产物含量，对 水质安全作出可靠评 价
-----	-----------	--	--



深圳市清时捷科技有限公司

Shenzhen Sinsche Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙华区龙华街道硅谷大院 T3 栋 4 楼

全国咨询热线：400-660-7869 传真：0755-82127860 邮编：518109

全国售后热线：400-660-7869(转 2)

Email: sinsche@sinsche.com

<http://www.sinsche.com>